

# Garrot pneumatique manuel à 03 brassards QZ-I HFMED CHINE



## **Description :**

*Ce garrot est destiné à être utilisé sur les membres à l'hôpital pour arrêter le saignement des membres par une méthode pneumatique manuelle.*

*Ce produit présente des caractéristiques telles qu'une petite taille, un poids léger portable, une utilisation pratique et un bon effet d'arrêt du sang.*

*Trois tailles de garrot pneumatique sont disponibles, grande taille, taille moyenne et petite taille, respectivement pour les membres inférieurs adultes, les membres supérieurs adultes et les membres inférieurs et les membres supérieurs enfant.*

*Limite de pression d'air 0-0,12MPA (positif)*