

Garrot pneumatique Electric à 03 brassards

DZ HFMED CHINE



Description :

L'hémostat pneumatique électrique de type DZ est un arrêt sanguin commun.

Appareils pour le service de chirurgie et d'orthopédie et la salle de premiers soins.

Dans les opérations orthopédiques et les traitements d'urgence chirurgicaux, il peut être utilisé pour bloquer le saignement des membres par une méthode pneumatique.

Trois garrots en grande taille, taille moyenne et petite taille.

Alimentation 220±10%, 50Hz-60Hz Hémostat pneumatique

Puissance nominale ≤18W

Plage de pression 0,05 mPa-0,095 mPa

Temps d'alarme 30 m, 60 m, 90 m, 120 m et actionné à la main.